

72 時間まで使用可能な閉鎖式吸引カテーテル

「サクシヨンプロ」発売開始

スミスメディカル・ジャパン株式会社

スミスメディカル・ジャパン株式会社(代表取締役社長: 折原祐治)では、2009年2月、72時間まで継続使用可能な閉鎖式吸引カテーテル「サクシヨンプロ」の発売を開始します。

閉鎖式吸引カテーテルは、人工呼吸管理中の患者さまに対して気管内、気管支内に挿入し、分泌物などを除去するためのカテーテルです。開放式吸引カテーテルの場合は、呼吸器を外して吸引しなければなりません。閉鎖式吸引カテーテルの場合、人工呼吸管理下で吸引できるため、低酸素血症を予防することができます。また、カテーテルがスリーブと呼ばれる袋でカバーされているため、吸引された分泌物などが大気に暴露されることによる交叉感染のリスクが軽減されます。



従来の閉鎖式吸引カテーテルは、24時間ごとに交換しなければなりませんでした。今回発売する「サクシヨンプロ」は、最長72時間まで使用することが可能になります。したがって、カテーテルを交換する手間が省け、コストを削減することができます。希望小売価格は、114,000円/箱(20本入り)。

「サクシヨンプロ」の導入により、閉鎖式吸引カテーテルのさらなる普及拡大を目指します。

「サクシヨンプロ」の特長

① 72時間まで使用可能

使用期間が従来の24時間から72時間に延びたことで、カテーテル交換の手間が省けコストが削減できます。また、接続不良による回路はずれのリスクも軽減されます。

② 握りやすい形状のスライド式コントロールバルブ

人間工学に基づいた握りやすい形状です。また、バルブがスライド式になっているので吸引力が調整しやすい設計になっています。



③ 吸引物の通過ラインが透明

吸引物の通過ラインが透明なので、吸引の状態を目視で確認することができます。また、通過を妨げるものがないので吸引物がスムーズに通過します。

販売名: ポーテックス・サクシヨンプロ 認証番号: 220AIBZX00056000

■ お問い合わせ先

スミスメディカル・ジャパン株式会社 担当: マーケティング 小原

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-38-3

TEL: 03-5684-0612 URL: www.smiths-medical.jp