


抗キンク性の気管チューブ 販売開始

スミスメディカル・ジャパン株式会社


スミスメディカル・ジャパン株式会社(代表取締役社長:折原祐治)では、2009年12月、呼吸管理中の気管チューブのキンク(折れ曲がりやねじれ)による閉塞を防止するため、金属補強された気管チューブの販売を開始いたします。

脳神経外科手術や整形外科手術など、特殊な体位で行う術式の場合、体位によっては上気道が屈曲・伸展し、気管チューブに物理的な負荷がかかって折れ曲がりやすくなります。

ポーテックス・リインフォースド気管内チューブは、塩化ビニル製のチューブに金属ワイヤが埋め込まれた、曲げても閉塞を起こさない抗キンク性の気管内チューブです。



ポーテックス・リインフォースド気管内チューブ



カフ付はチューブ内径 5.0mm から 0.5mm きざみで 9.5mm まで 10 サイズあり、カフなしはチューブ内径 3.0mm から 0.5mm きざみで 5.0mm まで 5 サイズあります。カフはガスバリア性能があり、カフ内圧の変動が小さい、“プロフィール・ソフトシールカフ”を採用しています。希望小売価格は、カフ付は 5 本入り 1 箱 34,500 円、カフなしは 5 本入り 1 箱 28,000 円。

■ お問い合わせ先

スミスメディカル・ジャパン株式会社

担当: マーケティング 浦山

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-38-3

TEL: 03-5684-0612 URL: www.smiths-medical.jp